




家庭用

# 販売名： 婦人用電子体温計 HT-301

## 取扱説明書



本書に掲載しているイラストはイメージ図です。

### 保証書付

保証書はこの取扱説明書に記載されています。このたびは婦人用電子体温計をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。


※ スマートフォンの体温計に対応するアプリの操作方法など、アプリに関するお問い合わせはアプリの運営会社へお問い合わせください。  
※ 本取扱説明書の記載内容(商品の仕様、意匠を除く)につきましては、予告なく変更する場合がございます。

### 仕様

|          |   |         |   |
|----------|---|---------|---|
| 販売名      | 婦人用電子体温計 HT-301   | 測定方式    | 予測式(予測検温・実測検温兼用)  |
| 医療機器認証番号 | 301AGBZX00073000  | 測定範囲    | 33.00~42.00°C   |
| 一般的名称    | 電子体温計   | 使用環境温湿度 | 周囲温度: +10°C~+40°C<br>相対湿度: 30%~85%RH<br>(結露のないこと)                       |
| 医療機器分類   | 管理医療機器  | 保管環境温湿度 | 周囲温度: -10°C~+50°C<br>相対湿度: 30%~90%RH<br>(結露のないこと)                       |
| 電源電圧     | DC 3V(CR2032 電池×1個)   | 本体質量    | 約 20g(電池含む)   |
| 電池寿命     | 約 1年(室温 23°C、1日1回/7分検温、1日1回データ転送を行った場合)                             | 外形寸法    | 約 46(幅)×99.5(長さ)×11(厚さ)mm   |
| 体温表示     | 数字 4桁+°C表示、0.01°Cごと<br>±0.05°C(35.00°C~38.00°C)                     | 付属品     | お試用電池(リチウム電池 CR2032×1個、体温計に装着済み)、収納ケース、取扱説明書(本書、保証書付き)、医療機器添付文書・EMC技術資料 |
| 測定精度     | ±0.10°C(33.00°C~34.99°C、38.01°C~42.00°C)(標準室温 23°Cにて、恒温水槽で実測測定した場合) |         |   |
| 製品耐用年数   | 3年  |         |   |


### 各部のなまえ

#### 【体温計本体】



電池交換のしかたは、裏面をご覧ください。

#### 【収納した状態】



収納ケース



**♪** 体温転送マーク  
体温データがスマートフォンに転送できる状態であることを示します。

**🔋** 電池残量マーク  
電池の残量を4段階で示します。

**M** 前回値メモリマーク  
前回測った体温であることを示します。

**+** 予測マーク  
予測機能による検温であることを示します。

### 正しい測定のために

- 目が覚めたら、すぐ床の中で測定してください。(起き上がりたり飲食したりすると、正しく測定できないことがあります)
- 必ず舌の付け根で測定してください。
- 口の中の場所によって温度が異なるため、毎日同じ位置で測ってください。
- 毎朝、できるだけ同じ時刻に測定してください。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐためにお守りいただくことを説明しています。

#### ■ 表示の説明



**警告** 「誤った取り扱いをしたときに、死亡または傷を負う可能性がある内容」を示します。



**注意** 「誤った取り扱いをしたときに、軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

#### ■ 図記号の説明



**禁止**

禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文字で指示します。



**指示**

指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



**ご利用前**

ご利用前に本書をお読みください



BF 形装着部



**警告**



**禁止**

**子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところに保管しない**  
(子供および乳幼児のけがの原因になります)  
**人の検温以外に使用しない**  
(人以外に使用した場合にけがの原因になります)  
**口中以外(わきの下や耳など)で測定しない**  
(口中以外で使用した場合にけがや正確に測定できない原因になります)  
**この体温計は、口中専用です**  
**複数の人で共用しない**  
(感染症の恐れがあります)



**禁止**

**測定部を強くかまない・かみ切らない**  
(誤飲などの事故につながる原因になります)  
**誤飲した場合は、すぐに医師に相談してください**  
**電池を加熱したり、火の中に入れてたりしない**  
(電池破裂などによるけがの原因になります)  
**検温結果での自己診断、治療行為はしない**  
(症状が悪化する原因になります)  
**医師の指示に従ってください**  
**電池や電池カバーは、乳幼児の手の届くところに置かない**  
(乳幼児が誤って飲み込む恐れがあります)



**注意**



**禁止**

**分解・修理・改造をしない**  
(故障や損傷につながり、正確に測定できない原因になります)  
**水や消毒液等で洗わない**  
(本体先端部以外は防水構造ではないため、故障の原因となります)



**指示**

**電池を交換するときは、この取扱説明書の「電池交換のしかた」をよく読む**  
(誤った交換方法は故障の原因になります)  
**指定の電池を使用し、+と-を正しく入れる**  
(故障の原因になります。発熱、破裂、液漏れ、発火などによるけがや災害の原因になります)

### 婦人用電子体温計 HT-301 保証書

|       |                 |                          |
|-------|-----------------|--------------------------|
| 販売名   | 婦人用電子体温計 HT-301 |                          |
| * お客様 | お名前             | ふりがな                     |
|       | ご住所             | 〒□□□□-□□□□               |
| 保証期間  | 1年              | *お買い上げ日<br>□□□□年□□月□□日から |

#### ■ 保証規程

- 取扱説明書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合、無料で同等品とご取替えいたします。本製品と保証書をご用意の上、当社体温計お問い合わせ窓口にご相談ください。
- 保証の範囲は、体温計本体です。
- 本製品の故障またはその使用によって生じた、直接・間接の損害については、当社はその責を負わないものとします。
- 次の場合には、保証期間内でもお取り換えに応じかねます。
  - 本保証書のご提示がない場合。
  - 本保証書にお買い上げ日の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
  - お客様による保存上の不備、輸送中の落下、衝撃等お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障および損傷。
  - お客様による使用上の誤り、または不当な改造、修理による故障および損傷。
  - 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧等の外部要因に起因する故障および損傷。
  - ご使用によるよごれ、キズ。塗装面およびメッキ部の摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
  - 本製品を分解された場合。
- 交換依頼される場合のお願い  
お問い合わせ窓口にご相談ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

製造販売元 株式会社 ホックス

〒879-1504 大分県速見郡日出町大字大神 9748 番地の 6

#### 個人情報について

16歳未満のお客様は、保護者の同意を得た上でご記入ください。ご記入いただいた情報を TDK、ホックスまたは TDK からのサポート業務委託会社が行うサポートやサービス、安全点検活動、新製品ののご案内のために利用させていただきます。ご案内の送付が不要になった場合や、お客様登録後の住所変更等は、当社体温計お問い合わせ窓口までご連絡をお願いします。

## 基礎体温の測りかた

### 1. 本体を収納ケースから取り出し、操作ボタンを1秒以上押す

- 電源が入り、ブザーが鳴って表示が全点灯します。
- 前回値が表示された後、「Lo」が表示されます。
- 外気温が33℃を超えると測定部が温まり、外気温を表示する場合があります。一度電源を切り、測定部を冷やしてから検温してください。

### 2. 「Lo」が表示されたら表示部を上に向け、舌の付け根の左右どちらかに測定部を当て、舌で体温計を押さえて口を閉じる

測定位置がずれないように、体温計を手で押さえる



- 約1分後にブザーが鳴り、「℃」が点灯すると予測検温の完了です。検温結果（予測検温）を確認してください。
- 正しい方法で測らないと、正確に測定できないことがあります。
- 血液の状態（血行動態）や体格（体躯）によっても、検温の結果が変わることがあります。

### 3. 操作ボタンを1秒以上押して、電源を切る

- 操作ボタンを押さなくても、一定の時間がたつと電源が切れます。

### 4. 本体を収納ケースに入れる

#### ■実測検温をする場合 ※より厳密に体温測定をする場合は、実測検温をおすすめします。

- 2. でブザーが鳴った後も、そのまま検温を継続してください。約5分後、再度ブザーが鳴ったら検温の完了です。結果を確認し、3.4. の手順を行ってください。

#### ■体温データを転送する


- 「J」が点灯していれば、スマートフォンへのデータ転送が可能です。詳細はサービス運営会社へお問い合わせください。

体温データを消去するときは

- 電源が入っている状態で、操作ボタンを10秒以上押してください。電源が切れ、その後も操作ボタンを押し続けると「o」が4つ表示されてデータ消去が完了します。「o」が4つ表示される前に操作ボタンから手を離すと、データは消去されません。

データ消去完了

0000



## 電池交換のしかた

電池の残量は、操作ボタンを押したときに「」の4段階で表示されます。「」が表示されたら、手順に従って早めに電池を交換してください。「」が表示されると測定できません。※付属の電池はお試用のため、通常より早く切れることがあります。


#### ■交換手順（使用電池：リチウム電池 CR2032 × 1個）

- 本体裏側の穴の一方に先の細いもの（つま楊枝など）を穴の内側へ差し込み（①）、外側にスライドさせながら（②）、電池カバーを引き抜く（③）
- 古い電池を取りはずす（④）
- 誤作動を防ぐため、約10秒待ってから新しい電池の（+）側を上にしてセットする（⑤）
- 電池カバーを、本体が内側になるように差し込み、取り付ける（⑥）
- 操作ボタンを押して「」が表示されることを確認する


#### ■電池交換の注意

- 使用済みの電池は、お住まいの自治体で決められた廃棄方法に従って廃棄してください。
- 電池や電池カバーを乳幼児が飲み込まないように、注意してください。
- 電池交換を行うと、内部メモリに保存された体温データは消去されます。電池交換前にスマートフォンへデータを転送してください。

【表示部】



【本体表面】



## お手入れのしかた

- よごれは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ひどいよごれの場合は、やわらかい布を水またはアルコールに浸し、よく絞ってから拭き取ってください。
- 次のことを守ってください。故障の原因となります。
  - ・本体は防水ではありませんので、よごれを拭き取る場合は水やアルコールが本体内部に入ったり、表示部にかかったりしないように注意してください。
  - ・測定部をアルコールや50℃以上の湯に浸しての消毒、超音波洗浄をしないでください。
  - ・シンナー、ベンジン、研磨剤入りクリーナーなどを使用しないでください。

## 保管のしかた

- 本体は乾いた布で水気を拭き取ってから付属の収納ケースに入れて保管してください。
- 長期間使用しない場合は電池をはずして保管してください。
- 次の場所には保管しないでください。故障の原因になります。
  - ・ほこりの多い場所
  - ・直射日光があたったり、高温や多湿になる場所
  - ・水のかかる場所
  - ・腐食性ガスの発生する場所
  - ・振動や衝撃を受けやすい場所

## 故障かな？と思ったときは

| こんなとき                 | 考えられる原因                        | 対処方法  |
|-----------------------|--------------------------------|---|
| 測定値がばらつく              | 測定部を当てる場所が毎回異なったり、測定中に口を開けたりした | 「正しい測定のために」を確認してください。   |
| 「Er.03」が表示される         | 予測検温中に障害が発生した                  | 「正しい測定のために」を確認してください。予測検温中に体温計の先端が口からはずれると、正しく予測できません。そのまま測り続ける（実測検温）か、一度電源を切り、30秒以上たってからもう一度測り直してください。 |
| 「Er.11 ~ Er.19」が表示される | 正しい方法で測っていない                   | 「正しい測定のために」を確認してください。一度電源を切り、30秒以上たってからもう一度測り直してください。   |
| 「A.Hi」が表示される          | 体温計が約40℃を超えるところに保管されていた        | 10℃~40℃の環境下に1分以上置いてからもう一度測り直してください。   |
| 「A.Lo」が表示される          | 体温計が約10℃未満のところに保管されていた         | 10℃~40℃の環境下に1分以上置いてからもう一度測り直してください。   |
| 「Hi」が表示される            | 検温結果が42℃を超えていた                 | 「正しい測定のために」を確認してください。   |
| 「Lo」が表示される            | 検温結果が33℃未満だった                  | 「正しい測定のために」を確認してください。   |
| 上記以外                  | 体温計が故障した                       | 当社体温計お問合せ窓口までお問い合わせください。  |
| 表示部に何も表示されない          | ・電池の残量がない<br>・体温計が故障した         | 新しい電池に交換してください。電池を交換しても何も表示されない（電源が入らない）場合は、当社体温計お問合せ窓口までお問い合わせください。                                    |

## ご注意とお願い

保管環境温度の範囲外で保管した体温計で検温しないでください  
(故障につながり、正確に測定できない原因になります)

強い静電気や電磁波のある場所、磁石などの近くで使用しないでください  
(故障や損傷につながり、正確に測定できない原因になります)

※ 電池は、この取扱説明書の「電池交換のしかた」を見ながら、指定の電池に正しく交換してください。また、電池の破棄は各自治体の規則に従い適切に処分してください。

本体や収納ケースに強い衝撃を与えたり、落としたり、踏んだりしないでください  
(故障や損傷につながり、正確に測定できない原因になります)

水などが本体内部に入らないようにしてください  
(一部防浸形のため、水が入ると故障の原因になります)